

# “Vibreur BB93”

Ce vibreur a un plan d'appui vibrant rond et ergonomique.

Grâce au variateur de l'intensité qui sonne non-stop on obtient un réglage de la force vibrante qui permet de travailler rapidement et efficacement selon les exigences du laboratoire. L'appui sur le plan de travail se fait à travers 4 ventouses qui servent à éviter que l'appareil « marche » en se déplaçant à cause de vibrations.

Structure de base en acier verni et « bridge » vibrant en cuivre surmoulé.

## Plan vibratoire

En gomme et de gros dimensions.  
Bord anti-chute.



## Variateur

Variateur d'intensité qui permet un réglage précis de la puissance vibratoire. Vous pouvez l'utiliser pour activer la fonction sur ON ou OFF.

## Spia

Témoin avec signal lumineux qui indique que la fonction ON du variateur d'intensité est active